

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ltf Для Wb, IHC-P, Elisa — P02788

Артикул: CM0017467



введение

Поликлональные кроличьи антитела к человеческому LTF, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагируют с лактотрансферрином мыши и крысы (~78 кДа) — ключевым железосвязывающим белком в исследованиях врожденного иммунитета и диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LTF Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LF; HLF2; GIG12; HEL110; LTF
Вид	Человек
ID гена	4057
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-352 человеческого LTF (NP_002334.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02788
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Холодовой пакет