

Поликлональное Антитело Против Luc7L2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y383

Артикул: CM0015559

введение

Кроличье поликлональное антитело против LUC7L2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на белок LUC7L2 человека и мыши, предполагаемый РНК-связывающий белок, локализованный в ядерных спеклах. Идеально для исследований сплайсинга и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	LUC7L2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CGI-59; CGI-74; LUC7B2; LUC7L2
Вид	Человек
GeneID (человек)	51631
GeneID	51631
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y383
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом