

Анти-Lumican (Lum) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P51884

Артикул: CM0003118

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Lumican (LUM), валидированное для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и роговицы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Lumican (LUM) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4060
GeneID	4060
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 212-338 человеческого Lumican (LUM) (NP_002336.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51884
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом