

Поликлональное Антитело Против Бета-Субъединицы Лютеинизирующего Гормона (Lhb) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Артикул: CM0026537

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого LHB (бета-субъединицы лютеинизирующего гормона). Подходит для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области репродуктивной эндокринологии и гормональной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CGB4; NH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3972
ID гена	3972
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-141 человеческого LHB (NP_000885.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01229
Молекулярный вес белка	15kDa
Доставка	Сумка со льдом