

Поликлональное Антитело К Бета-Субъединице Лютропина (Lhb) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P01229

Артикул: CM0018742

введение

Кроличье поликлональное антитело против бета-субъединицы лютропина человека (LHB) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Валидировано на образцах человека; подходит для исследований в области репродуктивной эндокринологии. Предсказанная молекулярная масса ~15 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LHB; CGB4; NH23; LSH-B; LSH-бета; бета-субъединица лютропина; Lutropin subunit beta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3972
GeneID	3972
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 21-141 человеческого LHB (NP_000885.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01229
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом