

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Lxr Beta/Ner Для Wb, Ифа - P55055

Артикул: CM0026162



введение

Поликлональное антитело кролика, валидированное методом КД, нацелено на человеческий LXR beta/NER (NR1H2). Идеально подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА при исследованиях метаболизма холестерина и регуляции транскрипции. SWISS: P55055.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] LXR beta/NER Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NER; UNR; LXRb; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Вид	Человек
ID гена	7376
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого LXR beta/NER (NP_009052.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55055
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом