

Кроличье Поликлональное Антитело Против Lxr Beta/Ner Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P55055

Артикул: CM0023103



введение

Кроличье поликлональное антитело к LXR beta/NER, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА, реагирует с человеческим, мышинным и крысиным антигеном. Нацелено на оксистероловый рецептор LXR-бета для исследований ядерных рецепторов и метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LXR beta/NER Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7376
GeneID	7376
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 180-260 человеческого LXR beta/NER (NP_009052.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55055
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник