


Кроличья Поликлональная Антитело К Lxr α Для Вестерн-Блота И Ифа - Q13133

Артикул: CM0019495



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела, нацеленная на оксистероловый рецептор LXR-альфа человека (рецептор печени X альфа), валидированная для Вестерн-блота и иммуоферментного анализа. Перекрестно реагирует с LXR α мыши и крысы. Идеально подходит для исследований гомеостаза холестерина и сигналинга ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LXR α Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Вид	Человек
ID гена	10062
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 160-230 LXR α человека (NP_005684.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13133
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Ледяной пакет