

Моноклональное Антитело Против Ly-6G Для Проточной Цитометрии - P35461

Артикул: CM0012463

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного Ly-6G (Gr-1), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования гранулоцитов в костном мозге мышей и других тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к мышиному Ly-6G, мкА
Примечания/Алиасы	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
GeneID (человек)	80740
GeneID	546644
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 27-134 мышиного Ly-6G (NP_001297367.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом