

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ly-6G Для Вестерн-Блоттинга, Иф (If-P), Ифа - P35461

Артикул: CM0023721

введение

Кроличья поликлональное антитело (pAb) против Ly-6G валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА (ELISA). Оно специфически обнаруживает мышиный Ly-6G, GPI-якорный белок, экспрессируемый в костном мозге, идеально подходит для исследований миелоидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Ly-6G Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
GeneID	546644
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-105 мышинного Ly-6G (NP_001297367.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	В ледяном пакете