

Поликлональное Антитело К Ly6E Кролика Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q16553

Артикул: CM0018602

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому LY6E (RIG-E/SCA-2); валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнального Т-клеток и проникновения коронавирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАНТ к LY6E
Примечания/алиасы	RIGE; SCA2; RIG-E; SCA-2; TSA-1; LY6E
Вид	Человек
GeneID (человек)	4061
GeneID	4061
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-101 человеческого LY6E (NP_002337.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16553
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовый пакет