


Поликлональное Кроличье Антитело Против Ly75 (Dec-205/Cd205) Для Вб/Ифа — O60449

Артикул: CM0017031



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого LY75 (DEC-205, CD205), получено против рекомбинантного белка (аминокислоты 216-501). Валидировано для вестерн-блота и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность с человеческим и мышиным белком. Подходит для исследования эндоцитарных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LY75 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6; LY75
Вид	Человек
GeneID (человек)	4065
GeneID	4065
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-501 человеческого LY75 (NP_002340.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O60449
Молекулярная масса белка	198 кДа
Доставка	Холодовой пакет