

Поликлональные Антитела Против Ly86 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O95711

Артикул: CM0030217



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против LY86 (MD-1), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с LY86 человека и мыши. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и LPS-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LY86 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9450
GeneID	9450
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-162 человеческого LY86 (NP_004262.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95711
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент