


Поликлональное Антитело Кролика Против Ly96 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q9Y6Y9

Артикул: CM0024430



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого LY96 (MD-2), валидированное для Вестерн-блота и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Необходимый инструмент для изучения сигнализации LPS/TLR4 и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LY96 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MD2; MD-2; ly-96; ESOP-1; LY96
Вид	Человек
GeneID (человек)	23643
GeneID	23643
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 19-160 человеческого LY96 (NP_056179.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y6Y9
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник