


Поликлональные Антитела Против Lyn Для Wb, Elisa - P07948

Артикул: CM0023162



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Lyn (JTK8, p53Lyn, p56Lyn), валидированные для WB и ELISA; реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигналинга В-клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Lyn Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Lyn
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4067
GeneID	4067
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого Lyn (NP_002341.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07948
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом