

Поликлональные Кроличьи Антитела К Lypla1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — 075608

Артикул: CM0031032



введение

Поликлональные кроличьи антитела к LYPLA1, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживают человеческую и мышиную ацилпротеиновую тиюэстеразу 1 (25 кДа) — ключевой регулятор пальмитоилирования белков и метаболизма лизофосфолипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LYPLA1 кроличьи pAb
Примечания/синонимы	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10434
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого LYPLA1 (NP_006321.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	075608
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет