

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Lyrm1 Для Wb И Elisa — 043325

Артикул: CM0018186

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого LYRM1, подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белком мыши. Исследуйте роль LYRM1 в пролиферации и апоптозе преадипоцитов в жировой ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против LYRM1
Примечания/псевдоним	A211C6.1; LYRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	57149
GeneID	57149
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–122 человеческого LYRM1 (NP_065157.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	043325
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом