

Моноклональное Антитело Против Лизоцима (Lyz) Для Wb, IHC-P, Elisa - P61626

Артикул: CM0003032



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело против человеческого Лизоцима С (LYZ), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Подходит для исследований врожденного иммунитета, антимикробной защиты и амилоидоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Лизоцим (LYZ) кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	LZM; LYZF1; Лизоцим (LYZ)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4069
GeneID	4069
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Лизоцима (LYZ) (NP_000230.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61626
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом