


Поликлональные Антитела Против Lysrs/Kars Для Вб, Иф/Мкк, Ифа — Q15046

Артикул: CM0017049



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому LysRS/KARS (KARS1), подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. LysRS катализирует аминокислотирование тРНК и функционирует как сигнальная молекула. Валидированы для применения в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к LysRS/KARS
Примечания/алиасы	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Вид	Человек
ID гена (человек)	3735
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 298-597 человеческого LysRS/LysRS/KARS (NP_005539.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15046
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Хладопакет