


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Lysrs/Kars Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q15046

Артикул: CM0009758



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-LysRS/KARS для выявления лизил-тРНК-синтетазы в образцах человека, мыши и крысы методом WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Идеально подходит для сырья для ИВД и исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LysRS/KARS Rabbit mAb
Примечания/синонимы	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Вид	Человек
GeneID (человек)	3735
GeneID	3735
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15046
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет