


Моноклональное Антитело Кролика Против Lyve1 Для Wb, Elisa — Q9Y5Y7

Артикул: CM0008738



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого LYVE1 (рецептор гиалуроновой кислоты эндотелия лимфатических сосудов 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения биологии лимфатических эндотелиальных клеток и транспорта гиалуронана.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против LYVE1
Примечания/Алиасы	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10894
ID гена	10894
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5Y7
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	С холодильным элементом