

Кроличья Моноклональная Антитела К Lyve1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q8Bhc0

Артикул: CM0005050



введение

Мышинная кроличья моноклональная антитела, специфичная к LYVE1, для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживает LYVE1 мыши и крысы (34 кДа) — рецептор гиалуроновой кислоты эндотелиальных клеток лимфатических сосудов, который участвует в транспорте ГК и адгезии клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LYVE1 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	10894
GeneID	114332
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-228 мышиного Lyve1 (NP_444477.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8BHC0
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С холодильным агентом