

Поликлональная Кроличья Антитело Против Lyve1 Для Вб И Ифа - Q8Vhc0

Артикул: CM0018907



введение

Поликлональная кроличья антитело против Lyve1 — это кроличья поликлональная антитела, полученная иммунизацией мышьюным Lyve1 (aa 30-228), валидированная для вестерн-блота и ИФА, имеет перекрестную реакцию с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения функции лимфатического эндотелиального гиалуронанового рецептора 1 и транспорта гиалуронана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Lyve1 кроличья пАнт
Примечания/Алиасы	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Вид	Мышь
ID гена	114332
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-228 мышиноного Lyve1 (NP_444477.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8VHC0
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом