


Антитела Кролика Против Lyve1 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y5Y7

Артикул: CM0025601



введение

Поликлональные антитела кролика, распознающие LYVE1 (рецептор 1 лимфатических сосудов эндотелиальных клеток к гиалуроновой кислоте), для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши, идеально подходят для исследований лимфатических сосудов и гиалуронана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	LYVE1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10894
GeneID	10894
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-238 человеческого LYVE1 (NP_006682.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y5Y7
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом