

Поликлональное Антитело Anti-Lyzl6 Для Wb И Elisa — 075951

Артикул: CM0016900

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому LYZL6, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Подходит для исследований фертильности и антимикробной защиты; выявляет белок массой около 17 кДа в образцах яичка и сперматозоидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LYZL6
Примечания/синонимы	LYC1; LYZB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYZL6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57151
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-148 человеческого LYZL6 (NP_065159.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	075951
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом