

Антитело Кролика Против Lztr1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N653

Артикул: CM0024950



введение

Поликлональное антитело кролика против LZTR1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный LZTR1 — специфический для субстрата адаптерный белок E3 убиквитин-лигазного комплекса BCR, регулирующий передачу сигналов Ras-MAPK. Идеально подходит для исследований в области онкологии и нейродевелопментальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LZTR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NS2; NS10; BTBD29; LZTR-1; SWNTS2; LZTR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8216
GeneID	8216
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-545 человеческого LZTR1 (NP_006758.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N653
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка-холодильник