

Кроличья Поликлональная Антитело Против Lzts2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Brk4

Артикул: CM0014863

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого LZTS2 (LAPSER1), отрицательного регулятора рассечения микротрубочек и сигнального пути Wnt. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LZTS2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LAPSER1; LZTS2
Вид	Человек
GeneID	84445
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 470-669 человеческого LZTS2 (NP_115805.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRK4
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент