


Поликлональное Антитело Anti-M6Pr Для Wb, Ihc-P, Elisa - P20645

Артикул: CM0021125



введение

CamelBio предоставляет поликлональное антитело Anti-M6PR, валидированное для WB, IHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для изучения трафика лизосомальных ферментов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] M6PR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR
Вид	Человек
GeneID	4074
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20645
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В пакете со льдом