


## Моноклональное Антитело Против МакроH2A.1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - O75367

Артикул: CM0008132



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против макроH2A.1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает макроH2A.1 человека, мыши и крысы — вариант гистона, участвующий в репрессии транскрипции и метаболизме NAD<sup>+</sup>. Идеально подходит для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр               | Значение                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта      | макроH2A.1 кроличье mAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдонимы  | H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; макроH2A1.2; макроH2A.1                                                                  |
| Вид                    | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)       | 9555                                                                                                                                       |
| GeneID                 | 9555                                                                                                                                       |
| Иммуноген              | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 макроH2A.1 человека (O75367) |
| Источник               | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория              | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение             | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Кросс-реактивность     | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                  | O75367                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка | 39кДа                                                                                                                                      |
| Доставка               | Сумка со льдом                                                                                                                             |