


Поликлональное Антитело Против МакроH2A.1 Для Wb, If/Icc, Elisa - O75367

Артикул: CM0021307



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное на макроH2A.1 (H2AFY), вариант гистона, участвующий в репрессии транскрипции, инактивации X-хромосомы и метаболизме NAD⁺. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] макроH2A.1 кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACRONH2A1.1; макроH2A1.2; .1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9555
ID гена	9555
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 123-372 человеческого макроH2A.1 (NP_613258.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75367
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом