


Кроличье Поликлональное Антитело Против MacroH2A.1 Для Wb, Elisa — O75367

Артикул: CM0021345



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий macroH2A.1 (H2AFY), валидированное для WB и ELISA. Распознаёт изоформы человека и крысы; основной вариант гистона, участвующий в репрессии транскрипции и ремоделировании хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против macroH2A.1
Примечания/синонимы	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACRONH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Вид	Человек
GeneID	9555
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого macroH2A.1 (NP_613258.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O75367
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом