


Поликлональное Антитело Anti-Mad1L1 Для Wb, Elisa — Q9Y6D9

Артикул: CM0020113



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MAD1L1 для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с крысой. Подходит для исследований контрольной точки сборки веретена деления, сегрегации хромосом и передачи сигналов митотической контрольной точки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAD1L1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8379
GeneID	8379
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAD1L1 (NP_003541.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q9Y6D9
Молекулярная масса белка	83 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом