


Кроличье Моноклональное Антитело Против Mad1/Mad1L1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y6D9

Артикул: CM0010956



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий MAD1/MAD1L1 (MAD1, TXBP181), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует как человеческий, так и мышинный MAD1; идеально для исследований контрольной точки веретена и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAD1/MAD1L1 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8379
GeneID	8379
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6D9
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В пакете со льдом