


Поликлональное Антитело Против Mad2B/Mad2L2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Ui95

Артикул: CM0013781



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MAD2B/MAD2L2 (REV7), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Полезно для исследований ответа на повреждение ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против MAD2B/MAD2L2, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10459
GeneID	10459
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Ui95
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом