


Поликлональное Антитело Против Mad2B/Mad2L2 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Ui95

Артикул: CM0026857



введение

Кроличье поликлональное антитело против MAD2B/MAD2L2 (REV7), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA на человеке и мыши. Этот белок контрольной точки митотического веретена участвует в репарации повреждений ДНК и транслезионном синтезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MAD2B/MAD2L2
Примечания/Альтернативные названия	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10459
GeneID	10459
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-211 человеческого белка MAD2B/MAD2L2 (NP_006332.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Ui95
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом