


Кроличья Моноклональная Антитела Против Mad2L1Bp Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15013

Артикул: CM0002860



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела против человеческого MAD2L1BP (p31(comet)), валидированная для методов IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследований веретенного контрольного пункта и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAD2L1BP кроличья мкАт
Примечания/алиасы	CMT2; MAD2L1BP
Вид	Человек
ID гена (человек)	9587
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15013
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом