

Поликлональное Антитело Против Mad2/Mad2L1 Для IHC-P, IF/ICC, Elisa — Q13257

Артикул: CM0019242



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого MAD2/MAD2L1 — критически важного белка контрольной точки митоза. Валидировано в IHC-P, IF/ICC и ELISA; демонстрирует перекрёстную реактивность с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против MAD2/MAD2L1
Примечания/синоним	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4085
GeneID	4085
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого MAD2/MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13257
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом