

Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Mad2/Mad2L1 Для Wb, Elisa - Q13257

Артикул: CM0003058



введение

Кроличье моноклональное антитело против MAD2/MAD2L1 для применения в WB и ELISA. Разработано для обнаружения человеческого MAD2A, критического белка контрольной точки сборки веретена. Подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAD2/MAD2L1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4085
ID гена	4085
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70-150 человеческого MAD2/MAD2L1 (Q13257).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13257
Молекулярный вес белка	24kDa
Доставка	Ледяной пакет