

Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Mad2/Mad2L1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13257

Артикул: CM0023365



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MAD2/MAD2L1 — белку контрольной точки митотического веретена валидированы для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА, перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследования клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAD2/MAD2L1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4085
GeneID	4085
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-205 человеческого MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13257
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодильный пакет