

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mad3/Mxd3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bw11

Артикул: CM0002718

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MAD3/MXD3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает репрессор транскрипции массой 23 кДа, который антагонизирует активность MYC; подходит для исследований рака и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAD3/MXD3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MYX; MAD3; BHLHC13; MAD3/MXD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83463
GeneID	83463
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-190 человеческого MAD3/MXD3 (Q9BW11)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BW11
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом