

## Поликлональные Антитела К Madcam-1 Для Вб, Ифа - Q61826

Артикул: CM0020470

### введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному MAdCAM-1, валидированные для вестерн-блота и ИФА. Нацелены на слизистый адресин молекулу клеточной адгезии 1 — ключевой регулятор хоминга лимфоцитов в слизистые ткани.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                |
|---------------------------|-------------------------|
| Название продукта         | MAdCAM-1 кроличьи пАт   |
| Примечания/Альяс          | MAdCAM-1                |
| Вид                       | Мышь                    |
| GeneID                    | 17123                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок    |
| Источник                  | Кролик                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела |
| Применение                | ВБ, ИФА                 |
| Перекрестная реактивность | Мышь                    |
| SWISS                     | Q61826                  |
| Молекулярная масса белка  | 43 кДа                  |
| Доставка                  | Айс-пакет               |