

Кроличья Поликлональная Антитело Против Maf1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9H063

Артикул: CM0015668



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MAF1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелено на MAF1 человека и мыши, репрессор транскрипции РНК-полимеразы III. Предполагаемая молекулярная масса 29 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MAF1; гомолог MAF1
Вид	Человек
ID гена	84232
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-256 человеческого MAF1 (NP_115648.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H063
Масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент