


Поликлональное Антитело Anti-Mafa Для Wb И Elisa — Q8Nhw3

Артикул: CM0022342



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-MAFA, валидированное для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с мышинным белком. Нацелено на транскрипционный фактор MafA (37 кДа), участвующий в экспрессии гена инсулина. Подходит для исследований диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAFA Rabbit pAb
Примечания/синонимы	INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA
Вид	Человек
GeneID (человек)	389692
GeneID	389692
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269–353 человеческого MAFA (NP_963883.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8NHW3
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом