

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Maff Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9ULx9

Артикул: CM0017895

введение

Эти поликлональные кроличьи антитела против MAFF обнаруживают человеческий транскрипционный фактор MafF, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований регуляции генов, экспрессии окситоцинового рецептора и клеточных стрессовых ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против MAFF
Примечания/Псевдоним	U-MAF; hMafF; MAFF
Вид	Человек
ID гена	23764
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-164 человеческого MAFF (NP_036455.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9ULX9
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом