

Поликлональные Кроличьи Антитела К Mafk Для Вестерн-Блота, Ифа — O60675

Артикул: CM0022641

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого транскрипционного фактора MafK (NF-E2 p18), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Подходят для изучения транскрипционной регуляции и эритроидной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAFK кроличьи пКА
Примечания/Алиасы	P18; NFE2U; MAFK
Вид	Человек
ID гена	7975
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислот 1-50 человеческого MAFK (NP_002351.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60675
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет