

Моноклональное Антитело К Mag Для Wb, Elisa — P20916

Артикул: CM0010473

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против миелин-ассоциированного гликопротеина (MAG/Siglec-4a). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб к MAG
Примечания/синонимы	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Вид	Человек
GeneID (человек)	4099
GeneID	4099
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAG (P20916).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20916
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом