

Моноклональное Антитело Против Mag Для Wb, Ihc-P, If-F, Ip, Elisa — P20916

Артикул: CM0006245

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого MAG (миелин-ассоциированного гликопротеина). Валидировано для WB, IHC-P, IF-F, IP, ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAG Rabbit mAb
Примечания/синонимы	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A
Вид	Человек
GeneID (человек)	4099
GeneID	4099
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20916
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом