

Поликлональное Антитело Против Mag (Миелин-Ассоциированного Гликопротеина) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P20916

Артикул: CM0025248

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MAG (миелин-ассоциированный гликопротеин, Siglec-4a). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для исследований в нейронауках и изучения миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против MAG (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4099
GeneID	4099
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-220 человеческого MAG (P20916)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20916
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом