


## Моноклональное Антитело К Mage-1/Mage1A Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P43355

Артикул: CM0003661



### введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к MAGE-1/MAGE1A, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает человеческий и мышиный MAGE-1, раково-тестикулярный антиген, участвующий в регуляции транскрипции и противоопухолевом иммунитете.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MAGE-1/MAGE1A Кроличье mAb                                                                                                                         |
| Примечания/Алиасы         | CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A                                                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)          | 4100                                                                                                                                               |
| GeneID                    | 4100                                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-309 человеческого MAGE-1/MAGE1A (P43355). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ELISA                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                      |
| SWISS                     | P43355                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 34 кДа                                                                                                                                             |
| Условия доставки          | В сумке-холодильнике                                                                                                                               |