


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mage-1/Mage1A Для Вестерн-Блоттинга — P43355

Артикул: CM0030314



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому MAGE-1/MAGE1A (MAGEA1) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Распознает антиген рака/тестикул, экспрессируемый при меланоме, раке легкого и молочной железы, но не экспрессируемый в нормальных тканях за исключением яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAGE-1/MAGE1A кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	4100
ID гена	4100
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-309 человеческого MAGE-1/MAGE1A (NP_004979.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43355
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом